

NObreath 검사시 주의사항

검사전 준비

약물복용여부 확인(기관지 유발제(만니톨 등), 기관지 확장제(벤토린 등), 기관지 축소제,스테로이드)

한시간이내 음식 및 음료 섭취 금지(물 포함)

한시간이내 과격한 운동금지

한시간이내 흡연금지

검사시 주의사항

Nobreath 검사는 폐기능 검사 및 약물(만니톨,벤토린,스테로이드 등)을 사용하는 검사보다 항상 먼저 검사한다.

환자가 호흡을 들며마실 때 장비에 장착되어있는 필터가 아닌 외부 공기를 들며마신후 필터에 호흡을 분다.

환자가 호흡을 들며마실 때 절대 코가 아닌 입으로 들며마셔야 한다.(필요시 Nose clip 사용)

환자가 호흡을 들며마신 후 숨을 참지않고 바로 검사 하도록 한다. 숨을 참을 경우 정확한 결과값이 나오지않는다

2회 검사를 하여 결과값이 10%이내면 결과를 report하고 10% 이상일 경우 재검사를 진행한다(단 검사결과값이 50ppb 이하시 $\pm 5\text{ppb}$).
(정확도 : 50ppb 이하 $\pm 5\text{ppb}$, 50ppb 이상 $\pm 10\%$)

1회 검사후 환자는 정확한 검사를 위해 최소 2~3분후 재검사를 진행한다.

장비 취급시 주의사항

장비는 전원on 상태로 5분이 경과할 경우 자동으로 전원을 off 합니다.

동일 마우스피스로 3회 초과 검사시 장비내부로 습기가 침투되어 고장이 원인이 될 수 있습니다.

장비를 휘발성물질 (알코올, 솔벤트 등)으로 세척하면 안됩니다. 마른수건으로 세척을 권장합니다.

장비가 완전 방전되었을 경우 재충전 속도가 느려지므로 주의하여야 합니다.

나이에 상관없이 호흡이 가능한 환자인 경우 성인검사(12초) 호흡이 부족한 환자의 경우 소아검사(10초)를 권장드립니다.

검사 결과값에 영향을 주는 요인	
증가 하는 경우	감소 하는 경우
천식	흡연
아토피	과음
질산염 함유 식품 섭취(시금치, 당근, 배추, 상추 등)	COPD
상/하 기도 감염	
과격한 운동	
숨을 참는 경우	
코로 숨을 들이마시는 경우	

Nobreath Feno검사 결과 판독표			
성인	음성 < 25ppb	25ppb ~ 50ppb = 약양성	50ppb < 양성
소아 (만12세 이하)	음성 < 20ppb	20ppb ~ 35ppb = 약양성	35ppb < 양성

동 남 메 디 칼